

FEVEREIRO 2013, ANO 4

PENTACAM -HR (HIGH RESOLUTION) OCULUS™

-138 MIL pontos testados em
2 segundos (modelo anterior
do Pentacam- 25mil)

-Mapa Topográfico da
Cornea Anterior e Posterior

-Mapa de Elevação da
Córnea Anterior e Posterior

-Mapa Paquimétrico
Completo

-Mapa de profundidade e
volume da camara anterior e
análise 3D

-Diversos módulos e mapas
adicionais

Conheça nosso novo Equipamento:



OCULUS
PENTACAM® HR
High Resolution



Centrais de
Atendimento



Quintino Bocaiúva
(51) 3330 2444 - (51) 3330 6834
Rua Quintino Bocaiúva, 673
Moinho de Vento - Porto Alegre/RS - CEP 90440-051

Mãe de Deus Center
(51) 3378 9969 - (51) 3378 9968
Av. Soledade, 569, Torre Alfa, Sala 905
Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP 90470-340


Instituto de Olhos Rio Grandense
(51) 3307-0406 - (51) 3307-8991
Paseo Zona Sul
Avenida Wenceslau Escobar, 1823, Sala 320
Tristeza - Porto Alegre/RS - CEP 91900-000

Imagem tomográfica Sheimpflug

Permite avaliações com modelo 3-D da córnea, do seio camerular, da camera anterior e do cristalino.



OCULUS - PENTACAM




Avaliação da córnea e do segmento anterior:

Vários mapas topográficos, true net power, avaliação de superfície anterior e da superfície posterior, paquimetria ponto a ponto, wavefront, enhanced ectasia (Beilin-Ambrósio), entre outras várias avaliações adicionais.


OCULUS - PENTACAM




Ceratocone



Ectasia pós-Lasik



Degeneração Marginal Pelucida



Avaliação de Ectasias Corneanas

Análises incluindo modo Beilin-Ambrósio e índices topométricos

